

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

企業 URL : <https://www-biz.co/>

(ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種情報の情報が収まるよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所  
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室  
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援  
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア  
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

ご利用者さまの排尿タイミング  
予測してトイレに誘導  
に対し、  
することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化  
被介護者の安全確保 被介護者のQOL向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実  
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 排泄予測デバイス DFree

製品／サービスの URL : <https://dfree.biz/>

(ハイパーリンクを挿入しておいてください)

# 排尿のタイミングを お知らせ

## 主な導入効果

- トイレ排尿率 ..... **23.7% 増加**  
失禁率 ..... **46.8% 減少**  
排泄関連業務 ..... **21.5% 減少**  
おむつ・パッド費 .... **25.0% 減少**

# D Free



## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

- ・DFree 本体及び中継機セットのご提供
  - ・尿のたまり具合測定機能と排尿タイミングなどお知らせ機能
  - ・モニタリング及び排泄記録サービスなど、クラウド利用料含む
- 想定価格：300,000 円（税別）

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア）
  介護者（在宅ケア）
  被介護者（施設ケア）
  被介護者（在宅ケア）
  リハビリ利用者（集団）
  リハビリ利用者（個別）
  管理者（スタッフ管理）
  管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する対象者や被介護者の状況について、迷われている企業は協会にて支援致します。  
**本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。**

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2
  要介護 1
  要介護 2
  要介護 3
  要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立
  ランク J（生活自立）
  ランク A（準寝たきり）

- ランク B（寝たきり／座位保つ）
  ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立
  ランク I
  ランク II（a・b）
  ランク III（a・b）
  ランク IV
  ランク V

自社独自の分類

無し

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

- ・下腹部に脂肪が多くある方や下腹部の脂肪が極度に弛んでいる方
- ・常に前傾や 90 度側臥位の姿勢の方
- ・ペースメーカーや埋め込み式機器をお使いの方

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

装着用シートを下腹部に貼り、DFree に超音波ジェルを塗って、装着用シートに DFree をセットします。

