

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : アビリティーズ・ケアネット株式会社

企業 URL : <https://www.abilities.jp> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所  
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室  
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援  
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア  
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

- ・足漕ぎで室内を移動したい方
- ・作業内容により座位姿勢を変えたい方
- ・座面高さを調整すれば座位移乗可能な方

に対し、

足漕ぎ移動して、活動的な生活を続けられます。また、後輪をロックして電動昇降し、立ち座りをサポート

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化  
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実  
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 生活革命ワーキングチェア タンゴ700（電動）

製品／サービスの URL : [https://www.abilities.jp/barrier\\_free/barrierfree-equipment/jyoutaku/tango\\_700](https://www.abilities.jp/barrier_free/barrierfree-equipment/jyoutaku/tango_700)

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください

車輪ロックできる  
ブレーキ付き  
転倒を防ぎます。

電動で座面が昇降  
昇降幅は約20cm。  
高いところに手が届きます。  
※手動約10cmまで。

▼コンパウンド車  
リウレタン100%

介護者用  
ブレーキが追加

座面が90度回転  
レバー操作で座面の向きだけ回転  
できます。狭いスペースでも方向  
転換が簡単に。

安定の大型キャスター付き

製品／サービスの写真・動画

## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

- ・足裏がしっかり床につく低床座面と、足さばきがしやすい広いベース部で行きたい方向へ楽に足漕ぎ移動できます。
  - ・ブレーキレバーの操作で、いつでも簡単に後輪をロックできます。移乗、作業、リハビリ時の転倒を防ぎます。
  - ・座面高を最大 20cm 上げられ、高いところにも手が届きやすくなり、立ち上がり補助に有効です。
- 想定価格：539,000 円

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア）  介護者（在宅ケア）  被介護者（施設ケア）  被介護者（在宅ケア）  
 リハビリ利用者（集団）  リハビリ利用者（個別）  管理者（スタッフ管理）  管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

### 介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2  要介護 1  要介護 2  要介護 3  要介護 4～5

### 障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立  ランク J（生活自立）  ランク A（準寝たきり）  
 ランク B（寝たきり／座位保つ）  ランク C（寝たきり）

### 認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立  ランク I  ランク II（a・b）  ランク III（a・b）  ランク IV  ランク V

### 自社独自の分類

特にありません。

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

- ▼室内用ですので、屋外や水のかかるところでは使用できません。▼床に傾斜や凸凹のあるところでは使用できません。
- ▼片側の肘掛けに過度に体重を預けると転倒・破損の恐れがあります。▼座る際には、適切な高さに座面を調整して、過度に衝撃がかからないようにする必要があります。▼直射日光やストーブなどの熱があたる場所での使用は避けてください。▼利用者制限 体重：130kg 以下

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ含む）

- ※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。  
 ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。