

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : アビリティーズ・ケアネット株式会社

企業 URL : <https://www.abilities.jp/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

自立移動ができない方、硬直や拘縮がある方などの移乗

に対し、

介助者の負担低減を

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 据置型介護リフト マキシスカイ440 / イージートラック FS

製品／サービスの URL : <https://www.abilities.jp/techno-aid/fukusiyougu/idouyoulift/fixed-lift/760200>

動画 URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DafmYLZS25g&t=10s>



持ち運び用のハンドルを装備。ハンガーは折り上げて収納できます。



移動して利用できます。
※本体のデザインは変わっています。

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

- 工事、固定不要の組立式自立レールと、軽くてコンパクトなポータブルリフトのセット。
- リフトは重さわずか 6.5kg。ハンドル付きで、簡単に持ち運べます。
- レールシステムは 5 分割でき（最大重量 13.8kg）、持ち運びが可能です。
- レールの高さ、長さを工具なしで調整できます。
- 想定価格：定価 1, 6 8 0, 0 0 0 円（非課税）

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア）
 介護者（在宅ケア）
 被介護者（施設ケア）
 被介護者（在宅ケア）
- リハビリ利用者（集団）
 リハビリ利用者（個別）
 管理者（スタッフ管理）
 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2
 要介護 1
 要介護 2
 要介護 3
 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立
 ランク J（生活自立）
 ランク A（準寝たきり）
- ランク B（寝たきり／座位保つ）
 ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立
 ランク I
 ランク II（a・b）
 ランク III（a・b）
 ランク IV
 ランク V

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

- ・ご使用時に別途スリングシート（吊り具）が必要です。
- ・本機に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また常時高温・高湿度になる場所に置かないでください。
- ・0.5°以上の傾斜のある床には設置しないでください。床の傾斜は水平器で測りますが、不明な場合は建築を担当した業者にご確認ください。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。